



Thermomètre **FRONTAL**

Avec Alarme sonore et Visuelle en cas de fièvre

*Thermomètre Sans Contact idéal pour prendre la température rapidement et précisément !
Thermomètre qui convient à la fois aux nourrissons et aux adultes.
Il permet une mesure rapide et précise de la température corporelle, des liquides (eau du bain, biberon, contenu d'une casserole).*



- **Emplacement à mesurer:** FRONT (sans contact)
- **Distance de mesure:** 3 cm-5 cm du FRONT (sans contact)
- **Plage de mesure:** 34 ° C à 42 ° C en FRONTAL
- **Écran LCD:** rétro-éclairage avec 3 couleurs différentes
- **Couleurs Affichage :** Vert (normal), Orange (faible fièvre), rouge (forte fièvre)
- **Température d'alarme pré réglée:** 38 °C
- **Résolution:** 0.1 °C
- **Précision de mesure:** ± 0,3 °C de 32 à 34.9 °C
- **Temps de test:** <1s.
- **Alimentation:** 2 piles 1,5V AA LR6.
- **Peut enregistrer 32 ensembles de données de test, peut changer ° C / ° F.**
- **Grand écran LCD, rétro-éclairage haute luminosité, affichage clair.**
- **Arrêt :** Automatique ≤ 20 secondes
- **Taille:** 95*42.5*156mm
- **Poids:** 124 g
- **1 Thermomètre électronique avec 1 étui de protection, 21 embouts jetables et 2 piles 1.5V AA LR6.**
- **Température de travail:** 16 °C-35 °C
- **Plage de mesure des OBJETS :** 5 à 80°C
- **Certifications** CE et FDA





CERTIFICATION OF REGISTRATION

To:
Xiamen Jizhi Technology Co., Ltd
2F, Building 1, Derun Industrial Park, Tonggang Road, Quanzhou Taishang
Investment Zone, Quanzhou, Fujian, 362006, CHINA

is registered and has listed the following medical device with the U.S. Food and Drug Administration:

Owner/Operator Number : 10069673
Listing Number: D391150
Product Code : FQZ
Product : Forehead Infrared Thermometer
Model(s) : KY-111, KY111, JRT-018, CW-88, NB20-T-02
Date Of Registration Status: 2020

Registrar Corp will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this certificate until the end of the year stated above, unless said registration is terminated after issuance of this certificate. Registrar Corp makes no other representations or warranties, nor does this certificate make any representations or warranties to any person or entity other than the named certificate holder, for whose sole benefit it is issued. This certificate does not denote endorsement or approval of the certificate-holder's device or establishment by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). Registrar Corp assumes no liability to any person or entity in connection with the foregoing.

Pursuant to 21 CFR 807.39, "Registration of a device establishment or assignment of a registration number does not in any way denote approval of the establishment or its products. Any representation that creates an impression of official approval because of registration or possession of a registration number is misleading and constitutes misbranding."


The U.S. Food and Drug Administration (FDA) does not issue a certificate of registration, nor does the U.S. Food and Drug Administration recognize a certificate of registration. Registrar Corp is not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration (FDA).


Chief Engineer / Zach Lee
Issued: Apr. 14, 2020
Validity Period 2020-12-31



Establishment Registration & Device Listing Website :
<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm>





CERTIFICATE of Conformity

Reference No. : LCS200311010E

Applicant : Xiamen jizhi technology co. LTD

Address : 23 guanren road, sining district, xiamen city

Trademark : 开尔, KAIYI

Product : Non-contact digital infrared forehead thermometer

Model(s) : KY-111

Parameters : DC 3V


The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:

The EMC Directive 2014/53/EU
EN 60601-1-2:2015


The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.


The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevant Directives have to be observed.



Date of issue: March 20, 2020





Shenzhen Southern LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
101 201, No. 30 Building, Xixiang Industrial Zone, Niankou Community, Matian Street, Guangming District,
Shenzhen, China
Tel: (86)755-29871529 Fax: (86)755-29871501
<http://www.lcs-cert.com> Email: webmaster@lcs-cert.com

Scan_Qrverify authenticity
1 / 1